



**NON LASCIARE CHE
IL TUO MASSAGGIO CARDIACO
SIA L'ANELLO DEBOLE DELLA
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA**

SAMARITAN PAD 500P

il primo defibrillatore al mondo con

RCP FEEDBACK

in grado di dirti se stai eseguendo
correttamente il massaggio cardiaco



LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

IL SAMARITAN 500P TI INDICA COME ESEGUIRE LA RCP

QUALITÀ DELLA RCP

Nel fornire un trattamento di rianimazione cardiopolmonare (RCP) al soggetto colpito da arresto cardiaco improvviso, è vitale che le compressioni cardiache vengano effettuate correttamente. Se la RCP avviene nel rispetto delle linee guida in vigore, l'efficacia degli shock defibrillanti migliora notevolmente.

Studi hanno rivelato che i primi soccorritori, sia professionisti che non professionisti, eseguono spesso una RCP inefficace.

Il defibrillatore HeartSine Samaritan® PAD 500P con RCP ADVISOR è stato sviluppato in risposta a questo problema.

L'HeartSine Samaritan® PAD 500P con RCP ADVISOR offre al soccorritore un feedback immediato sulla qualità della RCP somministrata.

Non è necessario applicare sensori extra o altri accessori, poiché tutte le misurazioni vengono effettuate utilizzando i due elettrodi defibrillatori, minimizzando così il tempo di preparazione del dispositivo.



visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE


POTREBBE ESSERE L'ANELLO DEBOLE DELLA CATENA

**EARLY
ACCESS**

**EARLY
DEFIBRILLATION**

**EARLY
CPR**

**EARLY
ADVANCED
CARE**



Controlli visivi

Su pressione e qualità della rcp



Controlli audio

Su pressione e qualità della rcp

visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

HEARTSINE SAMARITAN PAD 500P

L'UNICO AL MONDO CON CPR ADVISOR



Leggerissimo (1.1 kg inclusa la batteria)

La cartuccia Pad-Pak™ o Pediatric-Pak™ è facilissima da installare (come cambiare una batteria di un telefono cellulare), contiene sia gli elettrodi che la batteria e ha un'unica scadenza

I controlli e gli elettrodi sono accessibili anche quando SAMARITAN® PAD è ancora nella valigetta

Facilità d'uso: l'apparecchio impartisce chiare istruzioni in forma verbale e visuale

Tre icone illuminate e molto visibili con le seguenti voci "posizionare elettrodi", "non toccare il paziente" ed "è possibile toccare il paziente" facilitano il soccorso

Il metronomo integrato scandisce il ritmo delle compressioni durante la RCP (rianimazione cardiopolmonare) tutte le azioni effettuate vengono registrate con ora, data, tracciamento e durata dell'ECG, comprese le informazioni sugli intervalli di RCP e sull'erogazione della scossa. Il materiale registrato è scaricabile su PC grazie al software opzionale SAVER® EVO

La tecnologia bifasica ondiforme SCOPE™ misura l'impedenza del paziente per massimizzare l'efficacia dell'erogazione della scossa

La garanzia di 10 anni dimostra chiaramente l'affidabilità del prodotto

La certificazione IP56 assicura altissima protezione contro la penetrazione della polvere e liquidi (getti d'acqua da qualsiasi direzione).

La disponibilità del trainer SAMARITAN® che incorpora 4 scenari di training. Il pulsante "PAUSA" garantisce un tempo illimitato per le spiegazioni e per il proseguimento della sessione senza interferenze. Il programma di addestramento è disponibile in 40 lingue.

Ampia gamma di accessori che includono il segnale triangolare di soccorso murale, l'armadietto da parete e il supporto da parete per rendere il proprio DAE ancora più completo.

visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

PERCHE' SCEGLIERE HEARTSINE

TECNOLOGIE DI SOCCORSO DAL 1967.

HeartSine è il pioniere dei defibrillatori automatici esterni clinicamente avanzati (DAE) per l'uso sui luoghi di lavoro, luoghi pubblici e casa.

E' un dato di fatto che ogni defibrillatore DAE oggi in uso fonda le sue radici nella tecnologia immaginata e sviluppata da HeartSine.

La nostra passione per innovazione inizia nel 1967 quando inventando il primo defibrillatore portatile abbiamo cambiato il modo in cui nel mondo si affronta il primo soccorso.

Negli anni successivi, la passione di HeartSine per l'innovazione è continuata facendo avanzare la tecnologia per la defibrillazione salvavita in mobilità.

Al quartiere generale di Newtown negli Stati Uniti, si affianca la sede europea di Belfast, in Irlanda, dove i nostri defibrillatori vengono prodotti ed accuratamente testati per la distribuzione in tutta Europa, previo certificazione alle più rigide normative vigenti in ambito elettronico, medico e di sicurezza.

CHI HA SCELTO HEARTSINE



visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

IL PAD500P E' IDEALE...

TUTTI I LUOGHI DOVE IL SAMARITAN PAD E' PERFETTO



Decreto 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009"

... La fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza...

...è opportuno "diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio..."



AEROPORTI



**CENTRI
COMMERCIALI**



PALESTRE



**CAMPI
SPORTIVI**



**STABILIMENTI
BALNEARI**



STAZIONI

visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

BUNDLE HEARTSINE

PROPOSTE D'ACQUISTO IN OFFERTA

IL **SAMARITAN PAD 500P** CON
L'ESCLUSIVA FUNZIONE **RCP ADVISOR**
PUO' ESSERE TUO A



1.490€
+IVA



OPPURE IN **OFFERTA BUNDLE 1+1** A

2000€

iva inclusa



+



SAMARITAN PAD 500P

PDU 400

Bundle Kit
con PDU400
l'unico Dae
al mondo per uso
privato e domiciliare

CARDIOPROTEZIONE

H24
PER TE ED
I TUOI CARI

visita il sito www.defibrillatore-rcp.it



CONTATTI

EMD118
Echoes Medical Division
E' DISTRIBUTORE
UFFICIALE
HEARTSINE

Via della Fangosa 20/22
Zona Artigianale "Le Fornaci"
50032 Borgo San Lorenzo [FI]

+39 055.0511249
+39 055.7471198

info@emd118.it
www.emd118.it



ACQUISTA
ORA SU

WWW
DEFIBRILLATORE-RCP.IT

oppure chiama il

NUMERO VERDE
800 36 35 25

*Per ricevere senza impegno la visita
di un nostro consulente commerciale.*

*E' disponibile il servizio di consegna,
messa in opera, formazione ed
assistenza presso il cliente*

